


Dhfr J- Wb - P00374 دص ةل س ن ل دد ع ت م داض م س ج

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0018820



ة م د ق م

ة ل س ن ل دد ع ت م ل داض م ل ب ن ر أ ل م س ج ف ش ك ي
ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل DHFR ن ي ت و ر ب ن ع DHFR ل
ي س ا س أ . ELISA و IF/ICC و WB ت ا ق ي ب ط ت ي ف
ت ا ل ي د ي م ث ل ق ي ل خ ت و ت ا ل و ف ل ض ي أ ث ا ح ب أ ل .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ه ف ص ا و م ل ا	ل ي ص ا ف ت ل ا
ج ت ن م ل م س ا	DHFR ل . ة ل س ن ل دد ع ت م ل داض م ل ب ن ر أ ل م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	1719
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل DHFR م 1-187 ن ي ن ي أ ل ا ص ا م أ ل ا ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_000782.1)
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل دد ع ت م داض م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر أ ف , ي ر ش ب
SWISS	P00374
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 21
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك