


يداحأ (79ني سيال) H3 نوت سيه-لي ثيم يئانث داضم قلختال ملع/ني تاموركال شاحبأل بنرأل نم ةلي سنال (Q16695/P68431)

رصن عل مقرر: CM0000354



ةمدقم

صاخ بنرأل نم ةلي سنال يداحأ داضم
ني سيال دنع لي ثيم يئانث H3 نوت سيه
79 (H3K79me2). WB، ل-هت حص نم ققحتال مت
، نارئفالو، رشبل ي في ELISA، و IF، و ChIP-seq
قلختال ملع لي لحتل يلاثم. ناذرل او
ني تاموركال او.

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقلا
جت نمال مسا	DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit mAb
راع تس م س/اتاطحال م	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
عاونال	ناسن
ناسن (نيجال فرعم	8290/ 8350
نيجال فرعم	8290/8350
دضت سمال	يغانص ديتبب
ردصمال	بنرا
ةفلا	ةلي ثيم ةداضم ماسجا
قبطتال	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
عطاقم ال لعافاتال	(عقوت م عساو قاطن) رخآ، درج، رأف، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
ني توربال نرو	15 kDa
حشال	جلت سيك