


فيطلت لل Dj-1/Park7 دض بنراً ةليسننلا ديحو داضم مسج ةسي اقملا ،ةدضننملا ةيعاننملا ةيجي سننلا ،يبرغل Q99497 - ةيعاننملا ةيمي زنللا

رصننعل مقرر: CM0003807



ةمدقم

دض ةدوجل يلاع بنراً ةليسننلا ديحو داضم مسج DJ-1/PARK7 ف م ادختس لال دم تعم WB، IHC-P، ELISA. يرشب ال DJ-1/PARK7 لىل ع فرعتي. وهو ،(نوتل ادولي ك 20) ي ناذرل او يرأفل او داهج إلاب طبترم فئاطولا ددعتم ني تورب ي بصلال س كننتل اناح بال يلاثم. يدسك أتل ةيولخل ةيامل او

ديزملل فرعا

راي عملا	ةميلا
جتنملا مسا	DJ-1/PARK7 Rabbit mAb
ةليدب ءامسأ / تاطاحلا م	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
عونلا	يرشب
م (رشب لل) ني جلا فرعم	11315
ني جلا فرعم	11315
يعاننملا دضتسملا	يرشب ال DJ-1/PARK7 ل. 100 إلى 1 نم ةيني مال صامحال نمض لسلست عم قفاوتي يعاننملا ديديب (Q99497)
ردصملا	بنراً
ةفلا	ةليسننلا ةديحو داضملا ماسجالا
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
لدابتلما لغافتلا	ذح ،رأف ،يرشب
SWISS	Q99497
ني تورب ال نزو	نوتل ادولي ك 20
نحشلا	جلت سيك