


DLST J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - دض لئاسننلا ددعتم داضم P36957

رصنعلا مقرر: CM0017037



ةمدقم

مت بنراً نم DLST دض لئاسننلا ددعتم داضم ELISA، و WB، IHC-P، IF/ICC، لهنم ققحتلا وهو، يذجل او يرأفل او يرشبل DLST عم لعافت ي تاراتولجوسك وأ-2 دقعم يف يسيئر مي زني ليني سكسل تاساردل بسانم. زيني جوردي هيد (Succinylation) ف اونلاو ايردنوكوت يمل ف

ديزملا فرع

لماعلا	همل
جتنملا مسا	DLST Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
عاونا	Human
GeneID (يرشب)	1743
GeneID	1743
دضتسملا	(NP_001924.2) يرشبل DLST نم 150-250 ةيني مأل اضا مأل لخاد لسلسلست عم قفاوت ي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصملا	Rabbit
ةفلا	Polyclonal Antibodies
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	Human, Mouse, Rat
SWISS	P36957
نيتوربلا نزو	49kDa
نحشلا	Ice bag