

Dna Ligase I J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

رخصن عل مقر : CM0005218



ةمدقم

DNA Ligase I دض بنرأل نم ةلئسنل يداحأ داضم
يبرغل لئحرتلل هنم ققحتل مت ،يرشبل ا
(Western blotting)، ةئسنل ةعانمل او ،
(immunohistochemistry)، ةئضل ةعانمل او ،
(immunofluorescence)، و ELISA. لعافتئ
بسانم .ذرجل او رأفل عم لدابت مل لكشب
ةداعو ،فعاضتل او ،وونل ضملل حالصل ائابأل
بئكرتل.

دئزلل فرع

لماعمل	همئل
جتنمل مس	DNA Ligase I Rabbit mAb
راعئسم مس/اتاطحال م	LIG1; IMD96; hLig1; DNA Ligase I
عونل	ناسن
GeneID (ناسن)	3978
دضئسمل	(P18858). یرشبل DNA Ligase I نم 1-91 ةئئلل ضامأل عم قفاوتئ لئسلئئ لئل ةئوتئ بئكرتل داعم ئجامدنل نئورب
ردصل	بنرأ
ةئل	ةلئسنل ةيداحأ داضأ
قئبطلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقلل لعافتل	ذرج ،رأف ،ناسن
SWISS	P18858
نئوربل نزو	102kDa
ئشل	جلئئئ