

Dna Ligase Iii/Lig3 دى ةليسننلا دىحو لا داضم لا مسجل Wb و Ihc-P و Elisa - P49916 تاقىببطلل

رصىننلا مقر: CM0006790



ةمدقم

فدهتسى بنارأل نم ةليسننلا دىحو داضم مسج (P49916) ىرشببلا DNA Ligase III/LIG3 نىتورب WB و IHC-P تاقىببطلل هتىحال ص دىكأت مت ذىجلاو رآفلاو ناسنإلا عم لعافت عم ELISA و ضارم أو يوونلا ضمحل حالصإ ثابأل يلاثم اىردنوكوتىملا.

دىزىملا فرعا

ةمدقملا	ةمدقملا
جتنملا مس	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit mAb
ةلىدب ءامسأ / تاطحالم	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
عونلا	ناسنإ
نىجنلا فترعم	3980
نىجنلا فترعم	3980
يعانملا دضتسملا	DNA Ligase III/LIG3 نىتوربلا 500 ىلإ 400 نم ةنىمألا ضامألا نمض لىللىست عم قفاوتى يعانص دىتتب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسننلا دىحو لا داضملا ماسجالا
قېببطللا	WB, IHC-P, ELISA
لدابتلا لعافتلا	ذىج، رآف، ناسنإ
SWISS	P49916
نىتوربلا نزو	نوتلاد ولىك 113
نحشلا	جلىك سىك