

J- Dna Ligase بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج Iii/Lig3 Wb وIhc-P وIf/Icc وElisa - P49916 ف م ادختسال ل

رصنعل مقرر: CM0013372



ةمدقم

بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم مسج
DNA Ligase III (LIG3/LIG2) فدهتسي
فشكي. ELISA وIF/ICC وIHC-P وWB تاقيفطتل
رأفل تانيفتوربو ةيفرشبل تانيفتوربل
،يوونل ضمحل حالصإ ثاحبال بسانم ،ذجلو
،ايردنوكوتيمل يف دعاوقلل لاصئتسا حالصإو
يردنوكوتيمل يوونل ضمحل بوضن ةمزالتمو
MTDPS20.

ديزل فرعا

رايعمل	ةمقلا
جتنم الم مسا	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
راعتسم الم مسال/اتاطحال الم	LIG2: MTDPS20: LIG3alpha: DNA Ligase III/LIG3
عونل	ناسنإل
GeneID (ناسنإل)	3980
GeneID	3980
نيسحتل يف مدختسم الم دضتسم الم	DNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) يرشبل الم 254-460 نم ةينيأل ضامأل لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردص الم	بنرأل
ةئفلا	لئاسنل ددعتم ةداضم الم ماسحلأا
قيبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بلاصت الم لعافتلا	ذجل، رأفل، ناسنإل
SWISS	P49916
نيتوربل لئيفيزجل نزلو	نوتلاد وليك 113
حشلا	جلت سيك