

Anti-Dna Ligase يـبنرأل لئاسنل ددعت م داضم الم سـجل Iii/Lig3 Wb وIip وElisa - P49916 تايـنقتل

رـصنـعلـل مـقر: CM0019806



ةمدقم

فدهتسي يـبنرأل لئاسنل ددعت م داضم م سـجل
IP و WB تايـنقتل (LIG3) 3 يـرشبـلـل DNA زاغي
يـرشبـلـل نيـتـوربـلـل عم لعافتـي. ELISA و
DNA حالـصـإـثـاـحـبـألـيـلاـثم. رأفـلـل نيـتـوربـو
ايـردنوكوتـيـمـلـل يـف دـعاوقـلـل لـاصـئـتـسـا حالـصـإـو
نـوتـلـاد وـليـك 113: يـئـيـزـجـلـل نـزولـا.

ديـزمـلـل فرعا

ةمدقم	ةمدقم
جـنـمـلـل مـسـا	DNA Ligase III/LIG3 Rabbit pAb
ليـدبـلـل مـسـالـل/تـاطـاـحـالـمـلـل	LIG2: MTDP520: LIG3alpha: DNA Ligase III/LIG3
عـونـلـل	ناسـنـإـلـل
مـنـجـلـل فـرـعـم (ناسـنـإـلـل)	3980
مـنـجـلـل فـرـعـم	3980
نيـصـحـتـلـل مـدـخـتـسـمـلـل دـضـتـسـمـلـل	NP_039269.2) يـرشبـلـل DNA Ligase III/LIG3 م 730-1009 يـنـيـمـألـل ضـاـمـألـل رطـانـم لـسـلـسـتـيـلـل عـيـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نيـتـوربـو
رـدـصـمـلـل	بـنـرألـل
ةـفـلـا	لئاسنل ددعت م داضم ماسـجـا
قـيـبـطـتـلـل	WB, IP, ELISA
بـلـاصـتـمـلـل لعـافـتـلـل	رأفـلـل، ناسـنـإـلـل
SWISS	P49916
نيـتـوربـلـل نـزولـا	نـوتـلـاد وـليـك 113
نـحـشـلـل	جـلـتـسـيـك