

ج. ب. ن. ر. أ. ي. ن. و. ل. ك. ي. ل. و. ب. Dnmt3L داضم :CM0021301 رصنع ال مقرر



ةمدقم

م ت DNMT3L دض ب. ن. ر. أ. ي. ن. و. ل. ك. ي. ل. و. ب. داضم
فشكي. ELISA، و IHC-P، و WB- J. ه. ن. م. ق. ق. ح. ت. ال
وهو (44kDa) يذرج ل. و. ي. ر. أ. ف. ل. ، ي. ر. ش. ب. ال DNMT3L
de novo ي. و. و. ن. ال. ض. م. ح. ال. ي. م. ي. ث. ي. ل. ي. س. ي. ئ. ر. م. ظ. ن. م.
ة. ي. ن. ي. ج. ال. ال. ة. ج. م. ر. ب. ال. ة. د. ا. ع. و. novo

ديزم ال فرع

ل. م. ا. ع. م. ال	ة. م. ي. ق. ال
ج. ت. ن. م. ال. م. س. ا.	DNMT3L Rabbit pAb
ر. ا. ع. ت. س. م. م. س. ا. / ت. ا. ط. ا. ح. ال. م.	DNMT3L
ع. ا. و. ن. ال.	ناسن
GeneID (ناسن)	29947
GeneID	29947
د. ص. ت. س. م. ال.	ي. ر. ش. ب. ال DNMT3L (NP_787063.1) م 100-200 ة. ي. ن. ي. م. ال. ض. ا. م. ح. ال. ل. غ. ا. د. ل. س. ل. س. ت. ع. م. ق. ف. ا. و. ت. ي. ي. ع. ا. ن. ط. ص. ا. د. ي. ت. ب. ب. ا. ي. ع. ا. ن. ط. ص. ا. د. ي. ت. ب. ب.
ر. د. ص. م. ال.	ب. ن. ر. أ.
ة. ئ. ف. ال.	ة. ي. ن. و. ل. ك. ي. ل. و. ب. ة. د. ا. ض. م. م. ا. س. ج. ا.
ق. ي. ب. ط. ت. ال.	WB, IHC-P, ELISA
ع. ط. ا. ق. ت. م. ال. ل. ع. ا. ف. ت. ال.	ذ. ج. ، ر. أ. ف. ، ن. ا. س. ن.
SWISS	Q9UJW3
ن. ي. ت. و. ر. ب. ال. ن. ز. و.	44kDa
ن. ح. ش. ال.	ج. ل. ت. س. ي. ك.