


و Ip و If/Icc و Wb تاي نقتل Dock2 دض ةل س نل ددعت م داضم Elisa - Q92608

رصن عل مقرر: CM0027614



ةمدقم

دمتعم DOCK2 دض ةل س نل ددعت م بنراً داضم فرعتي. WB و IF/ICC و IP و ELISA. يرأفلاو يرشبل DOCK2 ندعم (Q92608)، وه، نيناوجل تادي توي لكوي نلدابت لماع (GEF) ايلخل ةرجه مطنني و RAC1/RAC2 طشنني يذلا ةيوافلل.

ديزملا فرع

لماعلم	هميقي
جتمنل مسا	DOCK2 Rabbit pAb
راعنسم مسا / تاطحال	IMD40; DOCK2
عونل	يرشب
نجلال فرع	1794
نجلال فرع	1794
يعانملا دضتسملا	(NP_004937.1) يرشبل DOCK2 نينورب نم 1830 لىل 1551 نم ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلنؤم يجامدن نينورب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةل س نل ددعت م داضملا ماسألا
قبطتل	WB, IF/ICC, IP, ELISA
لدابتل اعافتلا	يرأف، يرشب
SWISS	Q92608
نينوربلا نزو	نوتلاد وليك 212
نحشلا	جلت سيك