


مادختس الـ Dot1L/Kmt4 ل داضم لئاسننلا ددعت م داضم مسج Wb وElisa - Q8Tek3

مصنوع الـ CM0017729



مقدم

بنرألا نم لئاسننلا ددعت م داضم مسج
لئاسننلا (مئاسننلا) يرش ب الـ Dot1L/KMT4 فدهتسي
هنم ققحتلا مت (H3K79 زاريفسنارت
لكشب لعافتو، WB وELISA مادختساب
ساردل للاثم. رأفلاو ذرلا عم بللاصت
تانيجلا تاكسإو نيئاموركلا ميظنت

ديزملا فرع

راي عملا	همي قلا
جتنملا مسا	Dot1L/KMT4 Rabbit pAb
راع تسملال/تاطحالال	DOT1: KMT4: Dot1L/KMT4
عونلا	ناسنالا
نيجلا فرعم	84444
نيجلا فرعم	84444
يعانملا دضتسملا	يرش ب الـ Dot1L/KMT4 نم 1-250 مئاسننلا ضامحال رطاني لسلسل علغ يوتحي فلتؤم يجامدن نيئورب (NP_115871.1).
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	لئاسننلا ددعت م داضملا ماسحال
قبطتلا	WB, ELISA
بللاصتلا لعافتلا	رأفلا، ذرلا
SWISS	Q8TEK3
نيئوربلا لئاسننلا نزل	نوتلاد وليك 165
نحشلا	جلت سيك