


يبرغل ليجرتل بنرأل نم تانويكل ددعتم Dpf3 داضم (Wb) و Elisa - Q92784

رصنعال مقرر: CM0021590



ةمدقم

يلاع بنرأل نم تانويكل ددعتم داضم مسج
اضيأ فورعالم) يرشبل DPF3 فدهتسي ةدوجل
هتحص نم ققحتل مت (BAF45C مساب
لدابتم لعافت عم، WB و ELISA، ف مادختسالل
ليكشت ةداعإ ثاحبأل بسانم. ذرل او رأفل عم
ةبصعل ايلخلل نيوكت و نيتاموركلا

ديزمل فرعا

رايعم	ةميقلا
جتنمالمسا	DPF3 Rabbit pAb
راعستمس/اتاطاحالم	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	8110
GeneID	8110
دضتسملا	(NP_036206.3) يرشبل DPF3 نم 90-200 ةنيئمال ضامألا عم قفاوتيل لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعميجامدن نيوترب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	تانويكل ددعتم داضم ماسجا
قيبطتلا	WB, ELISA
لدابتم لعافتلا	ذر، رأف
SWISS	Q92784
نيوتربال نزو	43kDa
نحشلا	جلت سيك