


و J-L-Dpysl5 داضم يبنارأ ةليسننلا ددعت ماضم مسج
Elisa - Q14195

CM0016730: رصنعلا مقر



ةمدقم

دودج اليلاع ةليسنللا ددعت م بي نارا دا ضم مسج
بس انم .(CRMP-4) يرش بل DPYSL3-ل دا ضم
عم ابل اص تم ا ل عا فت لع ا ف تي ، ELISA و ل-ل WB
يروح م لا هيج وت لا ثا ح ب ا ل ي لا ثم . ذر ج لاو ر ا ف لا
يولخل لك ي هل او

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
جنت مسمي	DPYSL3 Rabbit pAb
أصل / مصدر	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
نوع	بروتين
سنة النشر	1809
المصدر	(NP_001378.1) بروتين الـ DPYSL3 من 520 إلى 440 ن. م. في أنسجة المخ، ويشارك في تنظيم دورة حياة الخلايا وتطورها.
توصف	بأنه
الوظيفة	له دور في تنظيم دورة حياة الخلايا
التحليلات	WB, ELISA
المصادر	ذرات، ألياف
SWISS	Q14195
تنشيط	62 نوطن وليك
النشأة	يجلب سبيك