


رابط خال Anti-Dtx1 بنارأل لئاسنل ددتم داضم ل مسجل
Elisa - Q86Y01 رابط خاو (Wb) ةيبرغل ةخطلل

CM0021241: رصنعلا مقر



ةمدقم

Anti-DTX1 بئارأل لئاسنل ددعت ماضمل مسجلال
 ةخطلل رابلخالل (نوتلاد وليك 67) DTX1
 نم ققحتل م. ELISA رابلخاو (WB) ةيبرغل
 طبر ميئز DTX1 دُعُي. رُفلاو ناسنلإ ي
 E3 عونل نم نيئيوكي بويلل اتانيئورب
 . ةيئانملا تايلمعلو Notch تاراشلإ مظنيو
 Q86Y01.

ديزمل فرعا

معلومات	القيمة
جسم المستضاد	DTX1 Rabbit pAb
نوع الخلايا / أنسجة المستضدات	hDx-1؛ RNF140؛ DTX1
النوع	إنسان
عدد الجزيئات (إنسان)	1840
معيار التقييم	(NP_004407.2) يربط الـ DTX1 مع 1-190 نيونيم ألامراض الحادة لسلسلة بروتين في فلتوم جدامدن نيوتروب.
ردص	بشر
الفئة	لأنسنة عدد متماض المرض اسحالا
تقنيات	WB، ELISA
المصادر العامة	رأف، إنسان
SWISS	Q86Y01
بنوتوبلل بيئز الح نزلو	بنوتولاد وليك 67
نحش	جلت سيك