

E-Cadherin/Cd324 ج. داضم الة ليسي نل ايداح أا داضم ال مسجل ال P12830 - يولخل قفدتل سايق ل

مقرر: CM0004652



ةمدقم

دض - ب نرتقم بنرأ ةليسي نل ايداح أا داضم مسجل صصخم E-Cadherin/CD324 يرشب ال ني توربل ا جراخ لاجم ال فدهتسي .يولخل قفدتل سايق ل لعافتل (155-707 ةيني مأل اضا محأل) يولخل ال ~97 عقوتم ال يئيزجل نزلو .رشب ال :يعون ال قاصتلال ااساردل بسانم .نوتلاد وليك .ناطرسل او يولخل ال

ديزملا فرع

ةمقلا	ةمقلا
جتنم ال مسا	يرشب ال E-Cadherin/CD324 ج. داضم الة ليسي نل ايداح أا داضم ال مسجل
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
عون ال	يرشب
م (رشب لل) نجلل فرع م	999
نجلل فرع م	999
يعانم ال دصتسم ال	E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1) يرشب ال ني توربل نم 155-707 ةيني مأل اضا محأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم اجمدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةليسي نل ايداح أا داضم ال ماسجأا
قبطت ال	FC (يولخل قفدتل سايق)
لدابت ال لعافتل	يرشب
SWISS	P12830
ني توربل ال نزلو	نوتلاد وليك 97 / نوتلاد وليك 90
نجلل	جلت سيك