

لعافت لل E-Selectin/Cd62E دض ةل س ن ن ال ددعت م داض م س ج طب ت ر م ال ع ا ن م ال ص ا ص ت م ال او (Wb) ع ا ن م ال ط ق ن ال م ي ز ن إ ل اب (Elisa) - Q00690

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0022253

ة م د ق م

E-Selectin/CD62E دض ب ن ا ر أ ل ن م ة ل س ن ن ال ددعت م داض م س ج
ن م ق ق ح ت ل م ت . ي ر أ ف ال Selectin/CD62E
ع ا ن م ال ط ق ن ال لعافت لل ه ت ي ح ال ص
م ي ز ن إ ل اب طب ت ر م ال ع ا ن م ال ص ا ص ت م ال او
ض ي ب ال ت ا ي ر ك ل ق ا ص ت ال ة س ا ر د ل ب س ا ن م
ة . ن ا ط ب ال ا ي ا ل خ ل ط ي ش ن ت و ، ب ا ه ت ل ال

د ي ز م ال ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت ن م ال م س ا	E-Selectin/CD62E Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ال ء ا م س أ ل / ت ا ط ح ال م ال	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
ع و ن ل ا	ر أ ف ال
م (ي ر ش ب ال) ن ج ال ف ر ع م	6401
م (ي ر أ ف ال) ن ج ال ف ر ع م	20339
ع ا ن م ال د ص ت س م ال	E-Selectin/CD62E ن ي ت و ر ب ن م 22-557 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ف ل ت و م ن ي ت و ر ب (NP_035475.2)
ر د ص م ال	ب ن ا ر ا ل ا
ة ف ا	ة ل س ن ن ال ة د د ع ت م ة د ا ص م ال م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ال لعافت ال	ر أ ف ال
SWISS	Q00690
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 66
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك