


J- Eaat1/Slc1A3 داضم الة لسننل ايداح ا داضم ال مسجل Elisa - P43003 و IHC-P و IF-P و Wb تاقي بطتل

مقرر: CM0005614 رصن عل مقرر



مقدم

دض يبنرأ ةل سسنل ايداح ا داضم مسجل
EAAT1/SLC1A3 يرش ب ال م ت ، يرش ب ال WB و IF-P و IHC-P و ELISA. عون ال يل ع فرعتي
ة ببص عل اساردل لبسانم . ي ناذرل او يرأف ال
ي ببص عل لقنل او تامات ولغل لقن ب ة قل عل م ال
يراث ال .

ديزم الفرع

لم اعل	هم ي قل
جتنم ال مس	EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb
ة ليدب امسأ / تاطاح الم	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
عون ال	يرش ب
نيج ال فرع م	6507
نيج ال فرع م	6507
يعانم ال دضتسم ال	EAAT1/SLC1A3 يرش ب ال 150-250 ني ني م ال اضم ال نمض لس لسست عم قفاوتي يعانطصا دي بب
ردصم ال	بنرأ
ة ف ال	ة لسننل ايداح ا داضم ال اسجل ال
قي بطتل ال	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرأف
SWISS	P43003
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 60
نشل ال	جلت سيك