


حيطلت لل Eaat2/Slc1A2 ل داضم ةجسنأل ددعت م داضم دسكأتل سايق ،ةجوسنم ال ةيولف ال ةعانم ال ،يبرغ ال P43004 - يعانم ال

رصنن ال مقرر: CM0014539



ةمدقم

EAAT2/SLC1A2 دض ةجسنأل ددعت م بنراً داضم
ةعانم ال ،يبرغ ال حيطلت لل دمتم (GLT-1)،
يعانم ال دسكأتل سايق ،ةجوسنم ال ةيولف ال
فدهتسي .ذرجل او رأفل او ناسنإل عم لعافت
ايحولويبل ثاحبال تاماتولغل لقان
ةيصب ال ضارمأل او ةيكبشم ال

ديزم ال فرع

ةمدعم ال	ةمق ال
جتمم ال م سا	EAAT2/SLC1A2 داضم بنراً ددعت م
ةراعتسم ءامسا / تاطحال م	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
عون ال	ناسنإل
مجي ال فترعم	6506
مجي ال فترعم	6506
يعانم ال دضتسم ال	EAAT2/SLC1A2 نيتورب 574 إلى 474 عضومل نم ةينيملال ضامحال نم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب (NP_004162.2)
رصم ال	بنراً
ةئف ال	ةجسنأل ددعت م داضمأل
قبطلت ال	WB, IF-P, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرجل ،رأفل
SWISS	P43004
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 62
نشل ال	يجلت سيك