


Ebp1/Pa2G4 دض ةليسننل يداحل اداضم الم سرجل Wb، Ihc-P، If/Icc و Elisa - Q9Uq80 تاقىب طتلل

رصنع الم مقرر: CM0010839



ةمدقم

فدهتسي بنارأل نم لىسننل يداحل اداضم مسرج ققحتل مت EBP1/PA2G4 يرشب ال نيوربل ال WB، IHC-P، IF/ICC و تاقىب طتلل هتيجال ص نم رأل عمأب لاصتمأل عافت لعافتى. ELISA. اىال رثاكت ثاىبأ تاساردل يلاثم. ذرجل او، ناطرسلل ERBB3 تاراشل

دىزم لفرع

راى عم الم	هم يقىل
جتنم الم مسا	EBP1/PA2G4 Rabbit mAb
ءامسأل / تاطحال الم ءراعتست الم	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
عونل	يرشب
مىجىل فرع م	5036
مىجىل فرع م	5036
يعانم الم دصتست الم	EBP1/PA2G4 يرشب ال نيوربل نم 394 لىل 300 نم ةينمأل صامأل عم قفاوتى لىلست لىلغ يوتجى فىل تؤم يجامدن نيورب (NP_006182.2)
ردص الم	بنرأ
فئءة	ةليسننل يداحل اداضم الم اسأل
قىب طتلل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصتمأل لعافتل	ذرج، رأل، يرشب
SWISS	Q9UQ80
نيوربل نرو	نوتلاد وليك 44
نشلل	جلىت سىك