


Anti-Ebp1/Pa2G4 J- Wb, Ihc-P, Elisa - J- Lئاسنل ددعت ماضم - Q9Uq80

رصنع ل مقرر: CM0028339



مقدم

بنرأل نم ةدوجل ل لاع لئاسنل ددعت ماضم دض WB، ل هتحص نم ققحتل مت، EBP1/PA2G4، دض IHC-P، ELISA. ناسنل عم لعافت ي. ذرل، رأل، ERBB3، ةراش ل قن ي ققحتل ل لاثم، rRNA، ةجلعمو، ايلخل رثاكتو.

ديزل فرع

لماعل	م ي ل
جتنم ل م س ا	EBP1/PA2G4 Rabbit pAb
راع س م س ا/ت اطاحال م	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
عون ل	ناسن
نجل فرعم	5036
دصت س م ل	EBP1/PA2G4 يرش ب ل (NP_006182.2). نم 1-394 ةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلست لعل يوتحي بيكرت ل داغم يجامدن ني تورب
ردص ل	بنرأ
ة ل	لئاسنل ددعت ماضم
ق ي بط ل	WB, IHC-P, ELISA
ع طاق ل ل ع ا ف ل	ذرل، رأل، ناسن
SWISS	Q9UQ80
ن ي تورب ل نزو	44kDa
نجل ل	جلت سيك