


مادختس ال Eef1A1 - داضم بنراً ةلېسننل يداحأ داضم مسج Elisa - P68104، وIhc-P، وIlf/Icc، وWb في

رصنع ال مقرر: CM0007211



ةمدقم

eEF1A1 دض بنراً ةلېسننل يداحأ داضم مسج WB، في مادختس ال هـم ققحـثـم، يرشـبـلـا عم آيـلدابـتـلـعـافـتـي. ELISA، وIHC-P، وIlf/Icc، وWb قـيـلـخـتـثـاـحـبـأـلـبـسـانـم. دـرـجـالـو رـأـفـلـا ةـمـجـرـتـلـو نـيـتـورـبـلـا.

ديـزـمـلـا فرـعـا

رأي عم ال	ةمـيـقـلـا
جـتـنـمـالـمـسـا	eEF1A1 دض بنراً ةلېسننل يداحأ داضم مسج
رخأ ءامسأ / اطاحـالـم	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEf-1; EEf1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
فدهتسمـالـيـجـالـنـئاـكـالـا	ناسنـالـا
نـيـجـالـفرـعـم	1915
يعانـمـالـدصـتـسـمـالـا	(NP_001393.1). يرشـبـلـا eEF1A1 نـيـتـورـبـم 300-400 ةـنـيـمـأـلـا ضـامـحـأـلـا قـبـاطـمـلـسـلـسـتـيـلـعـيـوتـجـيـبـيـكـرـتـلـا دـاعـمـيـجـامـدـنـا نـيـتـورـب
ردصـالـا	بنـرـالـا
ةـئـفـا	ةـلـيـسـنـنـلـا ةـيـدـاـحـأ ةـدـاضـمـا سـاـجـأ
قـيـبـطـتـالـا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
يـلدابـتـلـعـافـتـالـا	دـرـجـالـا، رـأـفـلـا، ناسنـالـا
SWISS	P68104
نـيـتـورـبـلـلـيـئـيـزـجـالـنـزولـا	نوتـالـادـولـيـك 50
نـحـشـالـا	ديـرـبـتـسـيـك