


J- Eef1A1 لبناراً لئاسنل ددعت ماضم مسج

Elisa - P68104 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقىبطتلل

ررضنعل مقرر: CM0020998



ةمدقم

فدهتسي لبناراً لئاسنل ددعت ماضم مسج 1-ةلاطتسال لماع) يرشب لل eEF1A1 ني تورب و IHC-P و WB تاقىبطتلل بسانم (1 افلأ دي فم . ذرل او رأفل عم لعافتى . ELISA و IF/ICC عي نصت و ةمچرتل ةلاطتسا ثاأل تانيتوربلا .

ديزمال فرع

ةململ	ةفصاومل
جتنملا مس	eEF1A1 لبناراً ددعت ماضم مسج
ةراعتسملاءامسألا / تاطحالما	CCS3; EF1A; PT1; CCS-3; EE1A1; EE1-1; EE1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
عونلا	يرشب
نيجال فرعم	1915
يعانملا دصتسملا	(NP_001393.1) يرشب لل eEF1A1 ني تورب 400 لى 301 نم ةنيماألا صامألا نم لسلست عم قفاوتى يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	لئاسنل ددعت ماضملا ماسجال
قبطتلما	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتملاعافتلا	ذر , رأف , يرشب
زمر SWISS	P68104
ني توربلا نزو	نوتلاد وليك 50
نحشلا	جلت سيك