

J- Egfr ل داضم ال ي بنرأل ة ل ي سننل دي ح و داضم ال مسجل (L858R) Wb و Ihc-P و Elisa - P00533

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0010750



ة مدقم

EGFR ي بنرأل ة ل ي سننل دي ح و داضم ال مسجل
EGFR ني توربل L858R ة رف طلل ي عون (L858R)
IHC paraffin، يرش بل، Blot ل ل ب سان م . يرش بل
رأف ال ع م آل د اب تم آل ع ا ف ت ل ع ا ف ت ي ، ELISA و
ة م و ا ق م و ة ن ط ر س م ل ا ت ا ر ا ش إ ل ا ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م
ز ا ن ي ك ني ز و ر ي ت ل ا ت ا ط ب ث م

دي زم ال فر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ح ت ن م ال م س ا	EGFR (L858R) Rabbit mAb
م س ا ل ا / ا ط ا ح ال م ل را ع س ت م ال	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
ع و ن ل ا	يرش ب
م (يرش ب) ن ج ال فر ع م	1956
ن ج ال فر ع م	1956
ي ع ا ن م ال د ص ت م ال	EGFR (L858R) يرش بل EGFR ني توربل 900 ل 800 م ة ني م ال ا ض ا م ال ا ن م ص ل ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب (P00533).
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل ي سننل ة دي ح و داضم ال م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ل د اب ت م ال ل ع ا ف ت ل ا	رأف ، يرش ب
SWISS	P00533
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	134 و ل ي ك
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك