

Egfr (Phospho-Y1173) J- Wb, Elisa - P00533

CM0001608: رصنع ال مقرر



ةمدقم

صاخ بنرأ ةلېسننل يداأ داضم مسج يرش ب ال EGFR ىل ع فرعتي وفسوفلاب ققحتلا مت 1173 نيزوري تال دن ع رفسفم ال ةساردل يلاثم ELISA و Western blot ج هنم لدابت وماروأل ثاأب أ ف EGFR تاراشا تاراسم تاراشا ال.

ديزم ال فرع

راي عم ال	ةم ي ل
ج تنم ال مس	بنرأ ةلېسننل يداأ داضم مسج Phospho-EGFR-Y1173
رخاء اسم/اتاطا الم	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
عاون ال	يرش ب
فرع ال فرع م	1956
فرع ال فرع م	1956
يعانم ال دضتسم ال	يرش ب ال EGFR ج رفسفم ال 1173 نيزوري تال اب طيحي يعانطصا دي تبب
ردصم ال	بنرأ
ةئفا	ةرفسفم ةداضم ماسج
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	يرش ب
SWISS	P00533
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 134
نحش ال	جلت سيك