


Wb و Taqybat l Egr1 دض بنرأ ةللسنل ديح و داضم مسج Ip و If-P و Ihc-P و Elisa - P18146

مصنوع ال مقرر: CM0006859



ةمدقم

فدهتسي بنرأ ال نم ةللسنل ديح و داضم مسج نم ققحت ال مت ، يرشب ال EGR1 نيتورب و IP و IF-P و IHC-P و WB Taqybat l هتيحالص نارئف ال دل نيتورب ال عم لعافتي . ELISA. ، خسنل ميطننل تاساردل ديفم . ناذرل او داهل ا تاباجتساو ، ايلخل رثاكت و

ديزمل فرعا

ةمدقم ال	ةمق ال
جت نمل مسا	EGR1 Rabbit mAb
ةلذب ءامسا/اتاطحال م	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
عون ال	يرشب
م (يرشب) نجل فرعم	1958
نجل فرعم	1958
يعانم الدضتسم ال	(NP_001955.1) يرشب ال EGR1 نيتورب نم 250 الى 90 نم ةللسنل اضمحال لثمي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةللسنل ةديح و داضم الماسحال
تاقيبطت ال	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابت الم لعافت ال	نر ، راف ، يرشب
SWISS	P18146
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 58
نحل ال	جلت سيك