

تالعاتل Egr2 ني تورب دض ةل س ن ال ي داح ا داض م مسج ي مي ز ن ال راب ت خ ال ، ي ع ان م ال ب ي س ر ت ال ، ي ف ط ل ل ل ق ن ال P11161 - ي ع ان م ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0005279

ة م د ق م

دض ب ن ر ا ن م ة ل س ن ال ي داح ا داض م مسج
ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ال م ت EGR2 ني تورب
ب ي س ر ت ال ، ي ف ط ل ل ل ق ن ال تالعاتل
ع م ، ي ع ان م ال ي مي ز ن ال راب ت خ ال او ، ي ع ان م ال
ر ا ف ل او ن اس ن ال تان ي ع ع م ل د اب ت م ل ع ا ف ت
خ س ن ال تاح ب ا ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل او
ة . ي ب ص ع ال ا ع ا ي ح ا ل م ل ع و ي ج و ل و ي ب و ر ك ي م ال
P11161

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	EGR2 دض ب ن ر ا ن م ة ل س ن ال ي داح ا داض م مسج
ة ر ا ع ت س م ال ا م س ا ل / ا ت ا ط ح ال م ال	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
ي و ي ح ال ع و ن ال	ن اس ن ال
م (ن اس ن ال ل) ن ي ج ال ف ر ع م	1959
ن ي ج ال ف ر ع م	1959
ي ع ان م ال د ض ت س م ال	(NP_000390.2) ي ر ش ب ال EGR2 ني تورب ل 100 ي ل ا 1 ن م ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ح ال ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل س ن ال ي داح ا ل ا د ا ص م ال م ا س ح ا ل ا
ا ق ا ي ب ط ت ال	(ELISA) ي ع ان م ال ي مي ز ن ال راب ت خ ال ، (IP) ي ع ان م ال ب ي س ر ت ال ، (WB) ي ف ط ل ل ل ق ن ال
ل د اب ت م ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ل ، ر ا ف ل ، ن اس ن ال
ا ق ا ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	P11161
ن ي تورب ال ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 50
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك