


Wb، Ihc-P، Elisa - J- بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ Ehmt2 داضم Q96Kq7

رصننعل مقرر: CM0003914



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم EHMT2 (G9a) نوتسيهله transferase لثيم. ELISA، و IHC-P، و WB- هتحص نم ققحتل مت. يذجل او يرأفل او يرشبل EHMT2 فشكي. يخسنل ريبعتل حبك تاساردل بسانم. - Q96KQ7 ينجالل

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مس	EHMT2 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
عاونلا	ناسن
GeneID (ناسن)	10919
GeneID	10919
دضتسملا	EHMT2 (Q96KQ7) يرشبل EHMT2 نم 2-300 ةينمأل اضمأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل ايداحأ داضم ماسحا
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذرح، رأف، ناسن
SWISS	Q96KQ7
نيتوربال نزو	132 kDa
نحشلا	جلت سيك