

Eif2B Epsilon (Eif2B5) دض بنرألل ةلئسنللا يداحأ داضم مسج Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q13144 تاقئبطل

رصنعلا مقر: CM0010409



ةمدقم

فدهتسري بنرألل ةلئسنللا يداحأ داضم مسج
eIF2B epsilon (EIF2B5) يرشبلال نم ققحتلا مت
WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA تاقئبطل هتخص
داهإل تاباجتساو ةمجرتللا ءدب ةساردل يرورض
UniProt Q13144.

دئزلل فرعا

ةمدلعملا	ةمئللا
جتنملا مسا	eIF2B epsilon (EIF2B5) Rabbit mAb
ةلئب ءامسا/تاطحالما	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
عونلا	يرشب
نئجلال فرعم	8893
نئجلال فرعم	8893
دضتسملا	eIF2B epsilon (EIF2B5) (Q13144) يرشبلال نم 1-100 ةنئملال ضامحاللا نمض لسلست عم قفاوتئ يغانطصا دئبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةلئسنللا يداحأ ءاضم ماسجا
قئبطللا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقتلما لعافتلا	يرشب
SWISS	Q13144
نئوئربلا نزو	نوتلاد ولك 80
نحشلا	جلت سئك