


يف مادختس ال Anti-Eif3E ل داضم ةليسننلا ديحو داضم مسج Wb وIhc-P وElisa - P60228

رصنع ال مقرر: CM0009258



ةمدقم

eIF3E ل داضم يبنرأ ةليسننلا ديحو داضم مسج
ةيبرغل اءطلل يف مادختس ال (EIF3S6/INT6)
نم ققحتل مت. ELISA وIHC-P و (Western blot)
بسانم. ذرلل و رافل و ناسنل يف هتيلاعف
مدع ةطاسوب للحتل و ةمجرتل ادب ةسارذل
(NMD) ساسل.

ديزم ال فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مسا	eIF3e Rabbit mAb
راعنم ال مسال/اتاطال ال	INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e
عون ال	ناسنل
ننل ال (ناسنل) فرعم	3646
ننل ال فرعم	3646
يعانم ال دضنم ال	(P60228) يرشب ال eIF3e م 210-350 ةنيئم ال ضام ال قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيئورب
ردصم ال	بنرل
ةئف ال	ةليسننلا ةديحو داضم ال مسال
قبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
بالصم ال لعافت ال	ذرلل، رافل، ناسنل
SWISS	P60228
نيئورب ال نزو	52kDa
نشل ال	جلت سيك