


Eif3K بـنرأ Wb، Ihc-P، Elisa - Q9Ubq5 لـل انولكلوب

CM0025506 :رصنع ال مقرر



ةمدقم

بنرأل نم ءءءال الءل ءنولكلول ءاضم مسء
ف هءاءءءال هنم ققءءل ء ءف3K EIF ءض
ءعانءالو، (Western blot) ءعانءال ءفءلءل
ف ءف ءف ءف ءف (IHC-P) ءءءنأل ءفءانءال
ءء ءسارءل ءلءم. ءءالو رءفءالو ناسنأل
ءنءورءل قفءلءءو ءءءرءل

دی زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
جسم المستضاد	EIF3K Rabbit pAb
مستضد / مسطح / مصل	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
أول استعمال	إنسان
GeneID (إنسان)	27335
GeneID	27335
خصائص الجسم	(NP_037366.1) يرشح بـ EIF3K من 1-218 أmino acids مع قابلية للارتباط بـ YAP و TAZ في الخلايا السرطانية
رد الجسم	بن
الفئة	إنترون وليكون جزءا من جين
تقنيات	WB, IHC-P, ELISA
نطاق التفاعلات	ذئب، فأر، إنسان
SWISS	Q9UBQ5
وزن الجزيء	25kDa
نوع الجسم	جلت سيك