


لـ Eif3M لـ Wb و Ihc-P و Elisa - Q7L2H7 داضم لئاسننل ددعت ماضم لـ مسجل

رصنعل مقرر: CM0028126



مقدم

دض بنارأل نم لئاسننل ددعت ماضم مسجل م ت (eIF3m, hFL-B5) يرشب ال EIF3M ني تورب ةبغلل ةخللل لي لحتلل هتصص نم قحتل لغافت. ELISA و IHC-P و ال (Western blot) ربتعي. ناذرل و نارئلل عم الل دابت م اللغات ءدبل يرورض ال EIF-3 عم حمل ةيعرف ءحو EIF3M ناطرسل لاجم في ثوبلابل ةلص هلو، مچرتل ةيسوري فل يودعلو.

ديزل فرعا

معلم	مقي
جت منل مس	EIF3M Rabbit pAb
عراستسم ءامس / تاطحال م	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
عونل	يرشب
ناسنل (لج ل فرعم)	10480
لج ل فرعم	10480
يعانم ل دضتسم	يرشب ال EIF3M لـ 374 لـ 1 نم ةينمأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_006351.2)
ردصم	بنرأ
ةفلا	لئاسننل ددعت ماضم لـ ماسجل
قبطتل	WB, IHC-P, ELISA
لدابت ل لغافت	نر، رأف، ناسنل
SWISS	Q7L2H7
ني تورب ل نرو	نوتلاد وليك 42
لشال	لث سيك