


Wb، If/Icc، J- Anti-Eif4B ةل س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م س ج Ip، Elisa - P23588

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0026672



ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م (pAb) ة ل س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م س ج
4B ة ا و ن ل ا ي ق ي ق ح ة م ج ر ت ل ا ء ب ل م ا ع ف د ه ت س ي
ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا
م ع د ي و ه و ، E L I S A و I P و I F / I C C و W B ت ا ق ي ب ط ت ل
ي و ي ح ل ا ق ي ل خ ت ل ا ب ة ق ل ع ت م ل ا ث ا ح ب أ ل ا
ة م ج ر ت ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ت ا ي ل أ و ن ي ت و ر ب ل ل

د ي ز م ل م ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	J- EIF4B ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م س ج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
ي ر ش ب (ن ي ج ل ا ف ر ع م	1975
ن ي ج ل ا ف ر ع م	1975
د ص ت س م ل ا	(NP_001408.2) ي ر ش ب ل ا EIF4B ن م 352-611 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل س ن ن ل ا د د ع ت م د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	P23588
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 69
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك