


Wb، If/Icc، Elisa - P55010 دى ةليسنال ددعت م بنراً داضم مسج

ررضنعلال مقر: CM0025280



ةمدقم

ةليسنال ددعت م داضم ال مسجل اذه فدهتسي م ادختسالل بسانم وهو EIF5 ني تورب بنرالل تانيع في WB، IF/ICC، و ELISA تانقت في آنيتورب EIF5 ربتعي. ذجل او رأفل او ناسنإل ام دقعم ةفي طول مساح وهو GTPase ل أطشنم mRNA. ةمجت ادب في 43S ادب ال لب

ديزل فرعا

راي عمال	ةمقيل
جت م ال مس	EIF5 مسج (pAb) ةليسنال ددعت م بنراً داضم مسج
رخأ ءامس/اتاطحال م	EIF-5؛ EIF-5A؛ EIF5
فدهتسم ال جيل ناك ال	ناسنإل
ني جيل فرعم (GeneID)	1983
يعانم ال دصتسم ال (Immunogen)	NP_892116.2) يرشب ال EIF5 ني تورب م 235 لى 1 م ني مأل اضا مال قباطم لسلسل لى عيوتحي نجه م اجدن ني تورب
ردصم ال	بنراً
ةئفا	ةليسنال ددعت م داضم ماسجأ
قبطت ال	WB، IF/ICC، ELISA
كرتشم ال لعافت ال	ذجل، رأفل، ناسنإل
SWISS	P55010
ني تورب لل يئيزجل نزلو	نوتلاد وليك 49
نجلش ال	جلت سيك في