

Elavl3 ددعت م باسنأل ج- Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14576

رصنعأل مقرر: CM0028986

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم باسنأل ددعت م داضم
نم ققحتأل م ت. (HuC, PLE21) يرشبال ELAVL3
لعافت ي. WB, IF-P, IHC-P, ELISA. ج- هتصح
ثاأأل يلاثم. ذرأل وأفل عم لدابتم لكشب
ميظنتو يبصلال زيامتلأل لوح باصلأل مولع
mRNA. - 40kDa, Q14576.

ديزمال فرعا

لماعمل	ةمقل
جتنمأل مسا	ELAVL3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
عونال	ناسن
نجان (ناسن) فرعم	1995
نجان فرعم	1995
دصتسمأل	ELAVL3 (NP_001411.2) يرشبال نم 161-260 ةنيمأل صامألأل لعال لسلسل عم قفاوت ييغانطصا ديتببال ييغانطصا ديتبب
ردصمأل	بنرأ
ةئفلا	باسنأل ةددعت ماضأ
قبيطتلأل	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابتمأل لعافتأل	ذرأ، راف، ناسن
SWISS	Q14576
نيتوربال نزو	40kDa
نحلأل	جلت سيك