

جـ- Elongin-A2 (Tceb3B) جـ- ددعت م داض م مسج Wb، Elisa - Q8lyf1

رصنع ال مقرر: CM0028203

مقدم

جـ- Elongin-A2 جـ- ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م مسج ناسن إ ل عم لعاف تي. WB و ELISA جـ- (TCEB3B) خ س ن ل ة لاطت سا ثا ح ب أ ل. ذر ج ل و ر أ ف ل و ة ص خ ل و.

ديزم ل فرعا

راي عم ل	م ي ق ل
ج ت م ل م س ا	TCEB3B ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م مسج (pAb)
ي ر خ ا ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
ي ح ل ا ن ا ك ل	ناسن إ ل
م ج ل ا فر عم	51224
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	(NP_057511.2) ي ر ش ب ل TCEB3B ن ي ت و ر ب م 534-753 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل غ ي و ت ح ي ف ل ت و م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ئ ة	ةل س ن ل ددعت م داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ل ع ا ف ت ل	ذر ج ل ، ر أ ف ل
SWISS	Q8IYF1
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل	ن و ت ا د و ل ي ك 84
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك