

Eml3 J- Wb و Elisa - Q32P44 دض ةلېسننل ددعت م داض م مسج :رصنعل مقرر CM0024380

ةمدقم

بنارأل نم ةلېسننل ددعت م داض م مسج
بسانم EML3 يرشبل نيتوربل فدهتسي
عيجت ةسار دل دي فم ELISA و Western Blot ل
ةاونو ، تاموسوموركلا ةاذاحم ، ماسقنالا لزغمل
ةقيقدل بيبانأل

ديزمل فرع

ةمدقم	ةمدقم
جتنملا مسا	EML3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
عونلا	يرشب
نيجل فترعم	256364
يعانملا دصتسملا	EML3 (NP_694997.2) يرشبل نيتوربل نم 530 لىلى 300 نم ةنيماألا صامألا عم قفاوتي لسلست لىل عيوتحي طلتؤم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةلېسننل ددعت م داضملا ماسجالا
قبيطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لغافتلا	يرشب
SWISS	Q32P44
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 95
نحشلا	جلت سيك