

ي ف مادختس الال Ep300 ل داضم لئاسننلا ددعت م داضم مسج Ihc-P و If/Icc و Elisa - Q09472

مصنوع الال مقرر: CM0017427



مقدم

بنر الال نم EP300 لئاسننلا ددعت م داضم مسج
IHC- P و If/Icc و Elisa. عم ايل دابت لعافت ي
تاساردل بسانم .ي ذجل او يرأفل او يرشبال
ي طيشننننل رزآتل او ني تامورك لل ليكشت ةداع
يخسننل.

ديزم الفرع

راي عم ال	همي ال
جتنم ال مس	EP300 Rabbit pAb
تافدارم ال/تاطحال ال	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
عون ال	ناسننل
نيسنننل (ناسننل) فزع	2033
نيسنننل فزع	2033
يعانم ال دضتسم ال	ي رشب ال EP300 نم 1-270 ةيني مال ضام الال قباطم لسلست ىلع يوتحي فلل توم يجامدن ني تورب (NP_001420.2)
ردصم ال	بنر ال
ةئف	لئاسننل ةدعت م داضم ال ماسننل
قيبطت ال	IHC-P, IF/ICC, ELISA
يل دابت لعافت ال	ذجل ال, يرأفل ال, ناسننل
SWISS	Q09472
نيتوربال ليئيزننل نزل	نوتلاد وليك 264
نشن ال	جلت سيك