

**Epcam J- Wb، If/Icc،
Elisa - P16422**

CM0014628: رصنع لاقر



ةمدقم

EpCAM-JL ليسن لاددتم يبنرا داضم مسج
عم ELISA و WB، IF/ICC في مادختسال دمتم
ذرج لاورأفل، ناسنإل عم بلصتم لعافت
ة.براهظلا ايلخل قاصتلا ءيزج ثاحبأل يللاثم

دي زملا فرعا

رأي عمال	هـ ي ق ل
ج ت م ن ل م س ا	EpCAM Rabbit pAb
ه ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ن ا س ن ا ل ل ن ج ي ج ا ل ف ر ع م	4072
م ن ج ي ج ا ل ف ر ع م	4072
ي ع ا ن م ا ل د ص ت س م ا ل	(NP_002345.2) يرش ب الـ EpCAM ء ر ج ل 265 ل ا 24 م ن ه ي ن ي م ا ض ا ح ا ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ل د ص م ا ل	ب ن ر ا
ا ل ء ة	ل ي س ن ل ا ة د د ع ت م ا ل ة د ا ص ا ل م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ا ل	WB, IF/ICC, ELISA
ب ل ا ص ا ل م ا ل ع ا ف ا ل	ذ ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P16422
ن و ت و ر ب ا ل ن ز و	ن و ت ا ل ا د و ل ي ك 35
ا ل ح ن ا ل	ج ل ت س ي ك