

Anti-Ephrin B2 Monoclonal Antibody (Anti-Ephrin B2 Monoclonal Antibody) Wb و Ihc-P و Elisa - P52799

رخصة العمل: CM0003489



مقدم

يلاع بنارأل نم ةليسنل ايداحأ داضم مسج يرشبل 2 ب نيرفيإل ني تورب دض ةدوأل مادختسال هتيحالص نم ققحتل مت (EFNB2). لغافت عم ELISA و IHC-P و WB تاي نقت في لاثم. ذرلأو رأفلأو ناسنإل ايدل بل اصتم، ةي و مدلا ةيعوأل نوكت لاجم في تاساردلل إل تاسوري فلأ لوخدو، بي بصعل زاهجل روطتو ايلخل.

ديزمل فرعا

ةمعمل	ةمقلا
جتعمل مسا	Ephrin B2 Rabbit mAb بنارأل نم 2 ب نيرفيإل ةليسنل ايداحأ داضم مسجل
ةراعتسملاءمسأل / تاطحالما	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
عونل	يرشب
رشلل (رشلل) فرعم	1948
يعانملا دضتسملا	(P52799) يرشبل EFNB2 ني تورب نم 100 إل 1 نم ةينمأل صامحال عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ايداحأ داضم ماسجال
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
بل اصتملا لغافتلا	ذر، رأف، ناسنإ
زم SWISS	P52799
ني توربل نرو	37 نولاد وليك
نشل ةقيرط	جلت سيك