

Elisa - P11308 و J- Wb بنرأل نم ةلېسنل ددعتم Erg داضم مقرر: CM0015110



ةمدقم

نم ةدوجل الېلاع ةلېسنل ددعتم داضم مسج نم ققحتل مت، يرشبل ال ERG دض بنرأل بسانم. ELISA و Western blot ل هتحص ةقلعتل ائحابأل اوخسنل ميظنت تاساردل - P11308، ناطرسلاب

ديزمل فرع!

لماعل	ةمقيل
جتنم ال مس	ERG Rabbit pAb
راعتسم مس/تاطحال	p55; erg-3; ERG
عونل	ناسن
(ناسن) نجل فرعم	2078
نجل فرعم	2078
دصتسم ال	1-280 نم ةلېسنل ال ERG (NP_891548.1) يرشبل ال
ردصم ال	بنرأ
ةفل	ةلېسنل ددعتم ةداضم ماسج
قبطل	WB, ELISA
عطاقم ال لغافتل	ناسن
SWISS	P11308
نجل فرعم	54kDa
نجل	جلت سيك