


ج- ErK1 (Mapk3) ج- Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

رصدن عل مقرر: CM0002329



عم دقم

ERK1 (MAPK3) فدهت سي ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م ج- WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. 43 ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا ERK1 عم ل ع ا ف ت ي. ن و ت ل ا د و ل ي ك ي س ا س أ ل ا MAPK ة ل س ل س ز ا ن ي ك. ا ي ا ل خ ل و م ن ل ز ي ا م ت ل ا و ، ا ق ب ل ، ق ا ص ت ل ا ل ، ا ي ا ل خ ل و م ن ل

دي زم ل ا فر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	ب ن ر أ ن م ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م ERK1 [ة ط س ا و ب ق ق ح ت ل ا م ت]
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل ا م	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
(ف د ه ل ا) ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا فر ع م	5595
د ص ت س م ل ا	ERK1 (P27361) ي ر ش ب ل ا ERK1 ن م 1-100 ة ن ي ن م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت عم ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب - ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P27361
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	43kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك