

و Ihc-P و Wb تاي نقتل Erp57 دض خاسن تسالال ددعت م داضم If/Icc و Elisa - P30101

رصنع ال مقرر: CM0014488



ةمدقم

نيتورب دض خاسن تسالال ددعت م يبنراً داضم
تاي نقت ي ف مادختسالال قثوم، ERp57 (PDIA3)،
نغ فشكي. WB و IHC-P و IF/ICC و ELISA.
دغي. ذرغالو رئفلالو ناسنإلإ دل نيتوربال
ديفلوسيد نيتوربالا ائ مزينإ ERp57
ليمحت دقعم تانوكم نم آنوكمو زاريموزيإ
قفاوتللي سيئرلل بكرم لل تادي تببالب
تاساردلل يلاثم. لوألال عونل نم يجي سننل
ميظنتو تانيتوربال ي ط لوانتت ي تل
ةيفيكتللة اعنملالو لازتخالالو ةدسكألال.

ديزملال فرعا

هم لعلال	هم يقيال
جت نملال مسا	ERp57 Rabbit pAb
امسألال / تاطحالال ةراعتسمال	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
عونل	ناسنإ
ناسنإلل) نيجال فرعم	2923
نيجال فرعم	2923
يعانمالم دضتسمال	ERp57 نيتوربال 505 إل 206 نم ةيني مالامحالل لبلباقم ةيني ماضامحالل لسلسلست يلغ يوتحي فلل توم يجامدن نيتوربال فلل توم نيتوربال (NP_005304.3) يرشبال
ردصمال	بنراً
ةئفال	خاسن تسالال ددعت م داضم الماسحال
قيبطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتمال لعافتال	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	P30101
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 54
نحشال	جلت سيك