


ل- ةداضم ال ةليسن ال ةدعت م ةيبنارال ةداضم ال ماسجأل طبترم ال يمزنال صحلل او (Wb) يبرغل خيطلت لل Exosc3 (Elisa) - Q9Nqt5

رصننل مقرر: CM0013923



ةمدقم

ةدوجل ال لال لئاسنل ددعت م ةيبنارال داضم مسج وهو EXOSC3 (RRP40/p10)، ني تورب فدهتسي مت. انرل موسوسك إ دقعم في ساسأ نوكم يبرغل خيطلت لل هتجالص نم ققحتل لغافت هلو، طبترم ال يمزنال صحلل او ذرل او رأف او ناسنل تاني عم لدابت م. انرل بالقتسا ثا بأل يلا م.

ديزل فرعا

راي عم ال	ةفصاوم ال
جتنم ال مسا	EXOSC3 يبنارال pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
عون ال	ناسن
ناسنل (ل) ني جال فرعم	51010
ني جال فرعم	51010
يعانم ال دصتسم ال	EXOSC3 ني تورب ل 275 ل 1 نم ةيبنارال صامحال ني م لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_057126.2).
ردصم ال	بنرا
ةفلا	ةليسن ال ةدعت م ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, ELISA
لدابت م ال لغافت ال	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	Q9NQT5
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 30
نحش ال	جلت سيك