


Fabp4 ج.ل. Wb، If-P، Ihc-P، Elisa - P15090

رقم المنتج: CM0014080



معلومات

نيتورب دض ليسي نال ددعت ميب نرا داض م س ج
ة نهدل اضا مأل طبر نيتورب) يرش ب ال FABP4
نم ققحتل م ت. (aP2، اية محشل ايلخل في
WB، IF-P، IHC-P، في مادختسالل هتجالص
نادرالو نارئفل اعم عطاقتم لعافت هلو
ة. يضي أال انا ب أالو نوهدل لقن انا ب أال يلاثم

ديزل فرعا

معلومات	معلومات
ج.ل. م س ا	FABP4 Rabbit pAb
ة راعستسم اءاسأل / انا طالال م	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
عون ال	يرش ب
م (يرش ب) نجل فرعم	2167
نجل فرعم	2167
يعانم دضتسم ال	يرش ب ال FABP4 نيتورب ل 132 إلى 1 نم نيتورب انا مأل انا م قفاوت لسلست لعل يوتحي فللؤم ينامدن نيتورب (NP_001433.1).
ردصم ال	ب نرا
ة ف	ة ليسي نال ددعت م داضم ال ماسأل
ق.ب.ط.ال	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتم لعافت ال	ذج، راف، ناسن
SWISS	P15090
نيتورب نرو	نوتلاد وليك 15
نحش ال	جلت سيك