


Elisa و Wb رابتخال Fabpi دض لئاسنل ددعت م داضم الم سجال - P12104

مصنوع الم رقم: CM0024084



مقدم

دوج الم ليع ب ن ا ر ا لئاسنل ددعت م داضم الم سجال ق دصم (I-FABP)، يرش ب الم FABPI ني تورب دض يبرغ الم فاشنل ا قاي بط ي ف م ادخ تسال طبر ني تورب فشكي (ELISA و Western blot) يرأف الم، يرش ب الم يوع الم ة ني ه د الم ضام أ ل نو ه د الم لقن ثا ب أ ل ي ل ا ث م . ي ذ ر ج ل ا و

ديزم الم فرع

م الم عمل	م ي ق ل
م س ا	FABPI Rabbit pAb
راع تس الم م س ا ل / ا ط ا ح الم	FABPI; I-FABP
ع و ن ل	يرش ب
ن ج ل ل (ن ا س ن ل ل) فرع م	2169
ن ج ل ل فرع م	2169
يعان الم دض تس الم	(NP_000125.2) يرش ب الم FABPI ج 132 ل 1 م ة ني م أ ل ضام أ ل ق ف ا و ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ني تورب ؛ ف ل ت ؤ م ني تورب
ر دص الم	ب ن ر ا
ف ا ل	لئاسنل ددعت م داضم الم م س ا ل
ق ي ط ط ل	WB, ELISA
ل د ا ب ت الم ل ع ا ف ت ل	ذ ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ل
SWISS	P12104
ن ي تورب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 15
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك