

J- Fancd2 J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

رخصن عل مقرر: CM0019028



ةمدقم

J- FANCD2 J- ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م س ج ن ي ت و ر ب ف ش ت ك ي WB, IF/ICC, IP, ELISA. س ي ئ ر ن ي ت و ر ب و ه و ، ي ذ ر ج ل ا و ي ر ش ب ل FANCD2 ر ق ف ت ا س ا ر د ل ب س ا ن م . ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ح ا ل ص إ ل ، ت ا م و س و م و ر ك ل ا ر ا ر ق ت س ا م د ع ، ي ن و ك ن ا ف م د ل ا ، ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ف ل ت ة ب ا ج ت س ا و .

دي ز م ل ف ر ع ا

ةمدقم	ةمدقم
ج ن م ل م س ا	J- FANCD2 ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	FA4; FAD; FADC; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ن ي ج ل ا ف ر ع م	2177
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	FANCD2 (NP_001018125.1) ن ي ت و ر ب م 540-720 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ةل س ن ل ا ددعت م ة داض م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ي ر ش ب
SWISS	Q9BXW9
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 164
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك