

ضامحأل بيكرت مي زنإ دض بنرألل ةليسنل ي داحأ داضم ةينهدل (Fasn) ل- Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

رصنعأل مقرر: CM0002607



ةمدقم

نم ةليسنل ي داحأل داضمأل اذه فدهتسي
يرشبأل ةينهدل ضامحأل بيكرت مي زنإ بنرألل
(FASN) ل- WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. هتصح نم ققحتأل مت دقو،
يرشبأل FASN عم لعافت ي. قيلختأل تاساردل بسانمو، يذجلأل يرأفلأل
ةينهدل ضامحألل يويحأل.

ديزملل فرعأ

راي عمأل	ةمقأل
جت نمأل مسأ	ةينهدل ضامحأل بيكرت مي زنإ دض بنرألل ةليسنل ي داحأ داضم (FASN)
راعست مسأل/تاطحال م	FAS; OA-519; SDR27X1; ةينهدل ضامحأل بيكرت مي زنإ (FASN)
عاونأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	2194
GeneID	2194
دضتسمأل	يرشبأل FASN نم 2400-2500 ةني مأل ضامحأل لخد لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصمأل	بنرأ
ةئفل	ةليسنل ي داحأ داضم
قبطتأل	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقتأل لعافتأل	ذج، رأف، ناسنإ
SWISS	P49327
نيتوربال نزو	273kDa
نحشأل	جلت سيك