

Wb، ف مادختسال ل Fgfr3 دض ةليسننل ددعت م داض م سح Elisa - P22607، و If/Icc، و Ihc-P، و

رصنع ال مقرر: CM0017553



ةمدقم

بنرأل نم ةليسننل ددعت م داض م سح مادختسال ل ص صخم، يرشبال FGFR3 فدهتسي لعافتي. ELISA، و IF/ICC، و IHC-P، و WB، ف ةساساً ةاداً. ذرأل و رأفل عم عطاقتم لكشب ناطرسل او يمطعل لكليهل روطت ثاحبال FGFR3. ب طبترم ال

ديزمل فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مس	FGFR3 Rabbit pAb
رخاء اسماء/اتطال م	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; FGFR3
عون ال	يرشبال
نيج ال فرع م	2261
نيج ال فرع م	2261
يعانم ال دضتسم ال	(NP_000133.1) يرشبال FGFR3 نم 700-806 ةني مأل ضامأل نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصم ال	بنرأل
ةئف ال	ةليسننل ددعت م داض م اسجأ
قبطط ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافتي	ذرأل، رأفل، يرشبال
SWISS	P22607
نيتوربلل ةئيزجل نزلو	نوتلاد وليك 88
نحش ال	جلت سيك