

## Elisa و IHC-P لـ Fgfr3 جـ داضم بنراً ةلېسننل يداحأ داضم P22607

رقصننعل مقرر: CM0003384



### ةمدقم

FGFR3 (mAb) جـ بنراً ةلېسننل يداحأ داضم ىلع فرعتي. ELISA و IHC-P تاقىبطتل دمتعم (P22607) ىرشب ال FGFR3 ىلع صوصخل هجو تاراشإ، لىلكىهل روطتل تاساردل يلاثم نيزورتل تالبقتسم تاراسمو، ناطرسل زانك.

دىزمل فرعا

| ةمىقلا                      | ةمىقلا                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مس                   | FGFR3 Rabbit mAb                                                                    |
| ةلېدب ءامسأ / تاطحالام      | ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3                                             |
| عونلا                       | ىرشب                                                                                |
| (ناسنلال ةبسنلاب) نىجل فرعم | 2261                                                                                |
| يعانملا دصتسملا             | (P22607) ىرشب ال FGFR3 نم 1-100 ةنمىمألا صامألا لخد لسلسلست عم قباطتى يعانطصا دىتبب |
| ردصملا                      | بنراً                                                                               |
| ةئفلا                       | ةلېسننل يداحأ داضملا                                                                |
| قبطتلا                      | IHC-P, ELISA                                                                        |
| لدابتملا لغافتلا            | ىرشب                                                                                |
| SWISS                       | P22607                                                                              |
| نىتوربلا نزو                | نوتلاد ولىك 88                                                                      |
| نحشلا                       | جلت سىك                                                                             |