


Elisa - P22455 و Fgfr4 ج- Wb دض لئاسنل اددعت م تام داضم

CM0028835: رصنع ل مقرر



مقدم

بنرأل نم ةدوجل يلإع لئلسنلإ ددعتم داضم
ببسرتل ةقيرطل يرشبل FGFR4 دض
ELISA و (Western blotting) يبرغلإ يعانمل
يرأفلإو يرشبل FGFR4 ني تورب لىل فرعتي
FGFR4 تاراشل ي قيقحتلل لىل اثم . يذجلإو
، يئذغل لىل اثم تالو ، ايلخل رثاكت ي
ناطرسلإو .

دی زملہ فرعا

معلومات	الاسم
جسم المستضاد	FGFR4 Rabbit pAb
نوع الجسم / مصدره	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
أول استعمال	إنسان
(إنسان) نقيض فرغ	2264
نقيض فرغ	2264
دستور	(NP_998812.1) يربط الـ FGFR4 من 150-22 نيونيم ألامحالة عمق فاوتيل لسلسلة كيتو تحيبي كرتل داعمي جامدن ني تورب
ردصم	برنر
الفئة	للإنسان عدد تم دافداً
تثبيت	WB, ELISA
عطاءات العلاجات	ذبح، راف، إنسان
SWISS	P22455
ني توربول نزو	88kDa
تحشال	جلت سيكي